

Vakgroep Gynaecologen Gelderse Vallei

Novasure procedure: stappen behandeling

De stappen voor de NovaSure procedure.

Altijd wachten met het open maken van de verpakking totdat je zeker weet dat het **cavum 4 cm of groter** is.
Check of er een reserve CO2 capsule achterop de generator zit.

Vaginaal toucher door gynaecoloog om de stand van de uterus te bepalen.

- Sondelengte meten
- Cervixlengte meten
- Sondelengte – cervixlengte = cavumlengte (**minimaal 4 cm**)
- Dilateren **t/m hegar 6**
- Disposable uit verpakking
- Filter ertussen plaatsen
- Disposable instellen op cavumlengte
- Disposable aansluiten op generator en aanzetten (doet eerst zelftest)
- Cavumlengte instellen op generator
- Tikje met sonde tegen klepje disposable
- Disposable ontplooiën buiten de buik (rode lampje array position gaat uit)
- Array weer terug in schacht (lampje array position wordt rood)
- Disposable inbrengen (alleen voorste handvat vasthouden)
- Voorzichtig inbrengen totdat de fundus
- Ongeveer 1 cm terugtrekken en disposable ontplooiën
- Disposable omhoog, omlaag en naar lateraal bewegen zodat het zich goed in de cornu ontplooid
- Cavumbreedte aflezen en instellen op generator (**cavumbreedte moet minimaal 2,5 cm zijn**)
- Cervix afsluiten en tegendruk geven met vinger
- Trap op pedaal CO2 test
- Groen lampje bij cavity assesment als test goed is
- Druk op enable knop (lampje gaat branden)
- Trap op pedaal en procedure begint (lampje RF on brand)
- Generator slaat zelf af als procedure klaar is (lampje procedure completed aan)
- Cervixafsluiter naar achteren
- Knop handvat naar beneden en achterste handvat naar achteren trekken totdat array closed te lezen is
- Het is nu veilig het disposable te verwijderen

Gemiddeld duurt de procedure 90 seconden, maximaal 2 minuten.

Na twee minuten slaat de generator zelf af.

Als er een hysteroscopie vooraf gedaan wordt, altijd NaCl gebruiken of indien er Sorbitol wordt gebruikt naspoelen met NaCl en dan NovaSure procedure doen.

Belangrijk is dat de disposable ingebracht wordt, zoals de stand van de uterus ligt.